



СШИВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Каталог 2017/2018

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ

Endo GIA™ с технологией Tri-Staple™ и Endo GIA™ Ultra Universal – универсальная система эндоскопического шва	5
Endo GIA™ Ultra Universal – универсальная ручка	5
Endo GIA™ кассеты с технологией Tri-Staple™	5
Endo GIA™ Curved Tip кассеты с технологией Tri-Staple™	6
Endo GIA™ Radial Reload кассеты с технологией Tri-Staple™	6

iDrive™ Ultra powered – универсальная система эндоскопического шва	7
iDrive™ Ultra powered – универсальная система эндоскопического шва	7

Endo GIA™ Universal – универсальная система эндоскопического шва	8
Endo GIA™ Universal – универсальная система эндоскопического шва	8
Endo GIA™ Universal Reticulator™ – изгибаемые кассеты	8
Endo GIA™ Universal – прямые кассеты	9

Multifire Endo GIA™ 30 – система механического шва	10
Multifire Endo GIA™ 30 – сшивающий аппарат	10
Multifire Endo GIA™ 30 – кассеты к сшивающему аппарату	10

СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ

Циркулярные Сшивающие Аппараты	11
EEA™ – для геморроидопексии и лечения пролапса	11
EEA™ DST Series™ – циркулярные сшивающие аппараты	11
EEA™ XL DST Series™ – циркулярные сшивающие аппараты XL	12
OrVii™ – устройство чрезпищеводного введения	12
Premium Plus CEEA – циркулярный сшивающий аппарат	13
EEA™ проводник	13
Purstring™ – аппараты для наложения кисетного шва	13

Сшивающие аппараты для открытой хирургии	14
GIA™ DST Series™ – сшивающий аппарат	14
GIA™ – кассеты к сшивающему аппарату	14
Poly GIA™ 75 – 0.060 мм – сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками	14
TA™ DST Series™ – сшивающий аппарат	15
TA™ – кассеты к сшивающему аппарату	15
Reticulator™ – сшивающий аппарат	16
Reticulator 55 Poly™ – сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками	16
Premium Poly CS™ 57 – сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками	16

Многоразовые Сшивающие Аппараты	17
GIA 50 Premium™ – кассеты к многоразовому сшивающему аппарату	17
GIA 90 Premium™ – кассеты к многоразовому сшивающему аппарату	17
TA Premium™ – многоразовый сшивающий аппарат	18
TA Premium™ – кассеты к многоразовому сшивающему аппарату	18
Premium Polysorb™ 55 – кассеты с рассасывающимися скрепками	18
TA 90 B™ – кассеты к многоразовому сшивающему аппарату	18
Кожные Степлеры	19
MultiFire Premium™ – кожные степлеры	19
MultiFire Premium™ – кассеты к кожному степлеру	19
Appose™ ULC 35 – кожный степлер	19
Premium™ – экстрактор кожных скрепок	19
DFS™ – фасциальный степлер	19

ENDO GIA™ С ТЕХНОЛОГИЕЙ TRI-STAPLE™ И ENDO GIA™ ULTRA UNIVERSAL – УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ШВА

Endo GIA™ Ultra Universal универсальная ручка


Изгиб на 45°, 25 прошиваний. Совместима с картриджами с технологией Tri-Staple™ Technology, и Endo GIA™.



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EGIAUSHORT	Endo GIA™ ultra universal короткий длина штока 6 см	3
EGIAUSTND	Endo GIA™ ultra universal стандартный длина штока 16 см	3
EGIAUXL	Endo GIA™ ultra universal длинный XL длина штока 26 см	3

Кассеты с технологией Tri-Staple™

Новый революционный дизайн картриджа с технологией Tri-Staple™ позволяет прошивать широкий спектр толщины тканей. Совместим с новым инструментом Endo GIA™ Ultra и стандартным инструментом Endo GIA™.









КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EGIA30AVM	■	Endo GIA™ 30 мм, изгибаемый сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA30AMT	■	Endo GIA™ 30 мм, изгибаемый средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45AV	■	Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый сосудистый картридж ¹	6
EGIA45AVM	■	Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45AMT	■	Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45AXT	■	Endo GIA™ 45 мм, изгибаемый сверхутолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60AVM	■	Endo GIA™ 60 мм, изгибаемый сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60AMT	■	Endo GIA™ 60 мм, изгибаемый средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60AXT	■	Endo GIA™ 60 мм, изгибаемый сверхутолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6

¹ Кассеты EGIA45AV сосудистая без технологии Tri-Staple™, высота скрепок фиксированная.

Endo GIA™ Curved Tip кассеты с технологией Tri-Staple™



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EGIA30CTAVM		Endo GIA™ Curved Tip 30 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45CTAV		Endo GIA™ Curved Tip 45 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый картридж¹	6
EGIA45CTAVM		Endo GIA™ Curved Tip 45 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60CTAVM		Endo GIA™ Curved Tip 60 мм, изгибаемый клювовидный сосудистый/средний картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA60CTAMT		Endo GIA™ Curved Tip 60 мм, изгибаемый клювовидный средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6
EGIA45CTAMT		Endo GIA™ Curved Tip 45 мм, изгибаемый клювовидный средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™	6

¹ Кассета EGIA45CTAV, сосудистая изгибаемая без технологии Tri-Staple™, высота скрепок фиксированная.

Endo GIA™ Radial Reload кассеты с технологией Tri-Staple™



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EGIARADVМ		Endo GIA™ Radial Reload – для средней толщины тканей с технологией Tri-Staple™	6
EGIARADMT		Endo GIA™ Radial Reload – для утолщенных тканей с технологией Tri-Staple™	6
EGIARADXT		Endo GIA™ Radial Reload – для сверхутолщенных тканей с технологией Tri-Staple™	6

IDRIVE™ ULTRA – УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ШВА

iDrive™ Ultra – универсальная система эндоскопического шва

Универсальная система эндоскопического шва, предоставляющая хирургам возможность работать одной рукой.



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
IDRVULTRA ¹	iDrive™ Ultra powered – ручка	1
EGIAADAPT	Endo GIA™ – адаптер	1
EGIAADAPTXL	Endo GIA™ extra long – удлиненный адаптер	1
IDRVBIG	iDrive™ battery insertion guide – устройство для установки аккумуляторов	1
INTB100	iDrive™ battery pack – аккумулятор	1
INTBIC1NC	iDrive™ battery charger and power supply – зарядное устройство и блок питания	1
IDRVTRAY	iDrive™ sterilization tray – лоток для стерилизации	1
IDRVRET	iDrive™ Ultra manual adapter tool – вспомогательный инструмент	1

1. Average 61% reduction in reload tip travel during firing when compared to Ethicon Endo-Surgery Echelon Flex™* in indicated media, n=10 surgeons, 172 total trials, p<.0005. Seils D., Tantawy T., Peterson D., Final Report on Results. University of Connecticut Biodynamics Study, 2012. P. 7, table 3. Study funded by Covidien.

Endo GIA™ Universal – универсальная система эндоскопического шва

Совместима с прямыми и изгибаемыми кассетами EndoGIA и кассетами с технологией Tri-Staple™, 25 прошиваний, изгиб до 45°



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030403	GIA™ Universal 12 мм Одноразовый инструмент для открытых операций, длина штока 6 см	3
030449	Endo GIA™ Universal 12 мм Одноразовый инструмент, длина штока 16 см	3
EGIAUNIVXL	Endo GIA™ Universal XL 12 мм Одноразовый инструмент для бариатрической хирургии, длина штока 26 см	3

Endo GIA™ Universal Roticulator™ – изгибаемые кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с инструментами Endo GIA™ Universal (030449), GIA™ Universal (030403) and Endo GIA™ Universal XL (EGIAUNIVXL) с изгибом до 45°. Также совместимы с инструментом Endo GIA™ Ultra.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030450	■	Endo GIA™ universal Roticulator™ 30 – 2.0 мм	6
030451	□	Endo GIA™ universal Roticulator™ 30 – 2.5 мм	6
030452	■	Endo GIA™ universal Roticulator™ 30 – 3.5 мм	6
030453	■	Endo GIA™ universal Roticulator™ 45 - 2.0 мм	6
030454	□	Endo GIA™ universal Roticulator™ 45 – 2.5 мм	6
030455	■	Endo GIA™ universal Roticulator™ 45 – 3.5 мм	6
030456	■	Endo GIA™ universal Roticulator™ 45 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6
030457	□	Endo GIA™ universal Roticulator™ 60 – 2.5 мм	6
030458	■	Endo GIA™ universal Roticulator™ 60 – 3.5 мм	6
030459	■	Endo GIA™ universal Roticulator™ 60 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6

Endo GIA™ Universal Straight – прямые кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с инструментами Endo GIA™ Universal (030449), GIA™ Universal (030403) and Endo GIA™ Universal XL (EGIAUNIVXL). Также совместимы с инструментом Endo GIA™ Ultra.





КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030416	■	Endo GIA™ universal straight 30 – 2.0 мм	6
030418	□	Endo GIA™ universal straight 30 – 2.5 мм	6
030419	■	Endo GIA™ universal straight 30 – 3.5 мм	6
030426	■	Endo GIA™ universal straight 45 – 2.0 мм	6
030425	□	Endo GIA™ universal straight 45 – 2.5 мм	6
030422	■	Endo GIA™ universal straight 45 – 3.5 мм	6
030423	■	Endo GIA™ universal straight 45 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6
030412	□	Endo GIA™ universal straight 60 – 2.5 мм	6
030414	■	Endo GIA™ universal straight 60 – 3.5 мм	6
030415	■	Endo GIA™ universal straight 60 – 4.8 мм Необходим 15 мм троакар	6

MULTIFIRE ENDO GIA™ 30 СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОГО ШВА

Multifire Endo GIA™ 30 – сшивающий аппарат

Одноразовые сшивающие аппараты с титановыми скрепками, для 8 прошиваний.




КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030811		MultiFire Endo GIA™ 30 – 2.5 мм Сшивающий аппарат 12 мм	3
030813		MultiFire Endo GIA™ 30 – 3.5 мм Сшивающий аппарат 12 мм	3

Multifire Endo GIA™ 30 – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования со сшивающим аппаратом Multifire Endo GIA™ 30, 12 мм.




КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030805L		MultiFire Endo GIA™ 30 – 2.5 мм	6
030807L		MultiFire Endo GIA™ 30 – 3.5 мм	6



Сшивающий аппарат ЕЕА™ для геморроидопексии и лечения пролапсов

Длина штока 12 см, диаметр 33 мм, 32 титановые скрепки DST Series™ высотой 3.5 и 4.8 мм. Объем емкости 20 мл. Поставляется с прозрачным аноскопом, отсоединяемой головкой и коническим дилататором.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
HEM3335		33 мм, сшивающий аппарат ЕЕА™ для геморроидопексии и лечения пролапсов с технологией DST Series™. Скрепки 3.5 мм	3
HEM3348		33 мм, сшивающий аппарат ЕЕА™ для геморроидопексии и лечения пролапсов с технологией DST Series™. Скрепки 4.8 мм	3

ЕЕА™ циркулярные сшивающие аппараты с технологией DST Series™

Циркулярные сшивающие аппараты со штоком длиной 22 см и высотой скрепок 3,5 и 4,8 мм. Со складывающейся головкой (Tilt-Top™).



Система направленного закрытия скрепок



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EEA21		DST™ Series EEA™ 21 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA2135		DST™ Series EEA™ 21 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEA25		DST™ Series EEA™ 25 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA2535		DST™ Series EEA™ 25 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEA28		DST™ Series EEA™ 28 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA2835		DST™ Series EEA™ 28 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEA31		DST™ Series EEA™ 31 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEA33		DST™ Series EEA™ 33 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3

EEA™ XL циркулярные сшивающие аппараты с технологией DST Series™


Циркулярные сшивающие аппараты со штоком длиной 35 см и высотой скрепок 3,5 и 4,8 мм. Со складывающейся головкой (Tilt-Top™)



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EEAXL21		DST™ Series EEA™ XL 33 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL2135		DST™ Series EEA™ XL 21 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEAXL25		DST™ Series EEA™ XL 25 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL2535		DST™ Series EEA™ XL 25 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEAXL28		DST™ Series EEA™ XL 28 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL2835		DST™ Series EEA™ XL 28 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 3.5 мм	3
EEAXL31		DST™ Series EEA™ XL 31 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3
EEAXL33		DST™ Series EEA™ XL 33 мм Одноразовый сшивающий аппарат со скрепками 4.8 мм	3

OrVil™

Уникальное устройство введения головки аппарата в сложенном состоянии. Внимание: совместим только с сшивающими аппаратами EEA™ XL 21 и 25.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EEAORVIL21A		DST™ Series EEA™ OrVil™ 21 мм Устройство чреспищеводного введения циркулярной головки в сложенном состоянии, смонтированной на ПВХ зонде 90 см Совместимо только с сшивающими аппаратами EEA™ XL 21	3
EEAORVIL25A		DST™ Series EEA™ OrVil™ 25 мм Устройство чреспищеводного введения циркулярной головки в сложенном состоянии, смонтированной на ПВХ зонде 90 см Совместимо только с сшивающими аппаратами EEA™ XL 25	3

Premium Plus CEEA™ *

Одноразовый циркулярный сшивающий аппарат со складывающейся головкой (Tilt-Top™) и титановыми скрепками 4.8 мм



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
111983		Premium Plus CEEA™ 21 мм (головка инструмента PCCEEA 21 мм не складывается)	3
111985		Premium Plus CEEA™ 25 мм	3
111987		Premium Plus CEEA™ 28 мм	3
111989		Premium Plus CEEA™ 31 мм	3
111981		Premium Plus CEEA™ 34 мм	3

EEA™ проводник DST Series™ technology

Может использоваться со стандартными и XL DST Series™ EEA™ циркулярными аппаратами

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
EEATAID21D		EEA™ 21 мм проводник	6
EEATAID25D		EEA™ 25 мм проводник	6

Аппараты кисетного шва



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
020242	Purstring™ 65 мм Одноразовый инструмент с нерассасывающейся монофиламентной нейлоновой нитью Monosof™ 2-0	3
020730	Purstring™ 45 мм Одноразовый инструмент с нерассасывающейся плетеной полиэфирной нитью Monosof™ 2-0	3
020240	ASP 50 мм Многоразовый аппарат для наложения кисетного шва	1

СШИВАЮЩИЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ



Система направленного закрытия скрепок



DST Series™ GIA™ – сшивающий аппарат

Одноразовый перезаряжаемый сшивающий аппарат с титановыми скрепками DST Series™. Для 8 прошиваний.

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
GIA6025S		GIA™ 60 мм – 2.5 мм	3
GIA6038S		GIA™ 60 мм – 3.8 мм	3
GIA6048S		GIA™ 60 мм – 4.8 мм	3
GIA8038S		GIA™ 80 мм – 3.8 мм	3
GIA8048S		GIA™ 80 мм – 4.8 мм	3
GIA10038S		GIA™ 100 мм – 3.8 мм	3
GIA10048S		GIA™ 100 мм – 4.8 мм	3

DST Series™ GIA™ – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с перезаряжаемым сшивающим аппаратом GIA™ DST Series™.

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
GIA6025L		GIA™ 60 – 2.5 мм	6
GIA6038L		GIA™ 60 – 3.8 мм	6
GIA6048L		GIA™ 60 – 4.8 мм	6
GIA8038L		GIA™ 80 – 3.8 мм	6
GIA8048L		GIA™ 80 – 4.8 мм	6
GIA10038L		GIA™ 100 – 3.8 мм	6
GIA10048L		GIA™ 100 – 4.8 мм	6



Poly GIA™ 75 stapler – 0.060 mm

Одноразовый сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками Lactomer™.

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030775		Poly GIA™ 75 – 0.060 мм Просвет закрытой скрепки 1.5 мм	6





Система
направленного
закрытия скрепок



DST Series™ TA™ – сшивающий аппарат

Одноразовый перезаряжаемый сшивающий аппарат с титановыми скрепками DST Series™. Для 8 прошиваний.

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
TA30V3S		TA™ 30 мм – V3 (сосудистый)	3
TA3035S		TA™ 30 – 3.5 мм	3
TA3048S		TA™ 30 – 4.8 мм	3
TA4535S		TA™ 45 – 3.5 мм	3
TA4548S		TA™ 45 – 4.8 мм	3
TA6035S		TA™ 60 – 3.5 мм	3
TA6048S		TA™ 60 – 4.8 мм	3
TA9035S		TA™ 90 – 3.5 мм	3
TA9048S		TA™ 90 – 4.8 мм	3

DST Series™ TA™ – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования с перезаряжаемым сшивающим аппаратом TA™ DST Series™.

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
TA30V3L		TA™ 30 мм – V3 (сосудистый)	6
TA3035L		TA™ 30 – 3.5 мм	6
TA3048L		TA™ 30 – 4.8 мм	6
TA4535L		TA™ 45 – 3.5 мм	6
TA4548L		TA™ 45 – 4.8 мм	6
TA6035L		TA™ 60 – 3.5 мм	6
TA6048L		TA™ 60 – 4.8 мм	6
TA9035L		TA™ 90 – 3.5 мм	6
TA9048L		TA™ 90 – 4.8 мм	6



Rotulator™ – сшивающий аппарат

Одноразовый сшивающий аппарат с титановыми скрепками.





КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
017619		Rotulator™ 30 – V3 (сосудистый)	3
017615		TA™ Rotulator™ 30 – 3.5 мм	3
017617		TA™ Rotulator™ 30 – 4.8 мм	3
017612		TA™ Rotulator™ 55 – 3.5 мм	3
017614		TA™ Rotulator™ 55 – 4.8 мм	3

Rotulator 55 Poly™ – сшивающий аппарат



Одноразовый сшивающий аппарат с рассасывающимися скрепками Lactomer™.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
013602		Rotulator 55 Poly™ – 0.170 мм	3
013601		Rotulator 55 Poly™ – 0.200 мм	3

Premium Poly CS™ – 57


Одноразовые сшивающие аппараты с рассасывающимися скрепками.

КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
015140		Premium Poly CS™ 57 – 0.140 мм	3
015170		Premium Poly CS™ 57 – 0.170 мм	3

GIA 50 Premium™ – кассеты

Одноразовые кассеты со стальными скрепками для использования со стальными инструментами GIA 50 Premium™.




КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030424L		GIA 50 Premium™ 3.8 мм	6

GIA 90 Premium™ – кассеты

Одноразовые кассеты со стальными скрепками для использования со стальными инструментами GIA 90 Premium™.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
030735L		GIA 90 Premium™ 3.8 мм	6



TA Premium™ – сшивающий аппарат

Многоразовые инструменты.

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
010450	TA Premium™ 30 мм	1
010460	TA Premium™ 55 мм	1
010470	TA Premium™ 90 мм	1

TA Premium™ – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования со стальными инструментами TA Premium™.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
015441L		TA Premium™ 30 мм – V3 мм (сосудистый)	6
015427L		TA Premium™ 30 – 3.5 мм	6
015433L		TA Premium™ 30 – 4.8 мм	6
015451L		TA Premium™ 55 – 3.5 мм	6
015458L		TA Premium™ 55 – 4.8 мм	6
015477L		TA Premium™ 90 – 3.5 мм	6
015485L		TA Premium™ 90 – 4.8 мм	6

Premium Polysorb™

Одноразовые кассеты с рассасывающимися скрепками Lactomer™ Staples для использования со стальными инструментами TA Premium™.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
013501L		Premium Polysorb™ 55 – 0.060 мм	6

TA 90 B™ – кассеты

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками для использования со стальным инструментом TA 90 B™.



КОД	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
015888L		TA 90 B™ – 4.8 мм	6

MultiFire Premium™ – кожный степлер

Одноразовый кожный степлер со стальными скрепками.



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
059035	MultiFire Premium™ – 35 с 35 стандартными скрепками	6
059037	MultiFire Premium™ – 35W с 35 широкими скрепками	6

MultiFire Premium™ – кассеты

Одноразовые кассеты со стальными скрепками для использования с одноразовым кожным степлером MultiFire Premium™.



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
059038	MultiFire Premium™ – 35W с 35 широкими скрепками	12

Appose™ ULC – кожный степлер

Одноразовый кожный степлер со стальными скрепками.



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
8886803512	Кожный степлер с 35 стандартными скрепками	12
8886803712	Кожный степлер – 35W с 35 широкими скрепками	12

Premium™

Одноразовый экстрактор кожных скрепок.



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
150462	Premium™ Пластиковый экстрактор с металлическими браншами	12

DFS™ – фасциальный степлер

Одноразовый фасциальный степлер со стальными скрепками.



КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
070614	DFS™ – 20 W Одноразовый фасциальный степлер с 20 широкими скрепками	6

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

Код	Стр.	Код	Стр.	Код	Стр.
30403	8	030453	8	EEAXL21	12
30449	8	030454	8	EEAXL2135	12
010450	18	030455	8	EEAXL25	12
010460	18	030456	8	EEAXL2535	12
010470	18	030457	8	EEAXL28	12
013501L	18	030458	8	EEAXL2835	12
013601	16	030459	8	EEAXL31	12
013602	16	030735L	17	EEAXL33	12
015140	16	030775	14	EGIA30AMT	5
015170	16	030805L	10	EGIA30AVM	5
015451L	18	030807L	10	EGIA30CTAVM	6
015458L	18	030811	10	EGIA45AMT	5
015477L	18	030813	10	EGIA45AV	5
015485L	18	059035	19	EGIA45AVM	5
015888L	18	059037	19	EGIA45AXT	5
017612	16	059038	19	EGIA45CTAMT	6
017614	16	070614	19	EGIA45CTAV	6
017615	16	111981	13	EGIA45CTAVM	6
017617	16	111983	13	EGIA60AMT	5
017619	16	111985	13	EGIA60AVM	5
020240	13	111987	13	EGIA60AXT	5
020242	13	111989	13	EGIA60CTAMT	6
020730	13	150462	19	EGIA60CTAVM	6
030412	9	8886803512	19	EGIAADAPT	7
030414	9	8886803712	19	EGIAADAPTXL	7
030415	9	EEA21	11	EGIARADMT	6
030416	9	EEA2135	11	EGIARADVM	6
030418	9	EEA25	11	EGIARADXT	6
030419	9	EEA2535	11	EGIAUNIVXL	8
030422	9	EEA28	11	EGIAUSHORT	5
030423	9	EEA2835	11	EGIAUSTND	5
030424L	17	EEA31	11	EGIAUXL	5
030425	9	EEA33	11	GIA10038L	14
030426	9	EEAORVIL21A	12	GIA10038S	14
030450	8	EEAORVIL25A	12	GIA10048L	14
030451	8	EEATAID21D	13	GIA10048S	14
030452	8	EEATAID25D	13	GIA6025L	14

Код	Стр.
GIA6025S	14
GIA6038L	14
GIA6038S	14
GIA6048L	14
GIA6048S	14
GIA8038L	14
GIA8038S	14
GIA8048L	14
GIA8048S	14
HEM3335	11
HEM3348	11
IDRVBIG	7
IDRVRET	7
IDRVTRAY	7
IDRVULTRA	7
INTB100	7
INTBIC1NC	7
TA3035L	15
TA3035S	15
TA3048L	15
TA3048S	15
TA30V3L	15
TA30V3S	15
TA4535L	15
TA4535S	15
TA4548L	15
TA4548S	15
TA6035L	15
TA6035S	15
TA6048L	15
TA6048S	15
TA9035L	15
TA9035S	15
TA9048L	15
TA9048S	15

